

**PARAM<sup>®</sup> BLD-200N Auto Testador de Despimento**

PARAM BLD-200N Auto Testador de Despimento é aplicável no teste de desempenho de descasca, despimento e outros para adesivos, fitas adesivas, fita sensitive de pressão, bandagem adesiva médica, filme protetivo, papel de soldura, filmes laminados, couro feito pela mão, sacos têcidos, filmes e papel.

**Características**

Controlado por micro-computador, exibição em LED, painel de operação em PVC;

4 âmbitos de medição seletáveis;

Funções de descasca e alongamento, 7 velocidades de teste;

Valores Max., Min., e médio.

Análises estatísticos em grupo;

Auto-zero, alarme de erro, sobrecarga e proteção de curso

Alongamento deve ser observado pelos olhos e uso de régua;

Mini-impressor,

Porta RS232;

Porta para gestão de dados LAN e transmissão de dados Internet.

**Dados técnicos**

Âmbito: 0~200N (Opcional 30N, 50N, 100N)

Precisão:  $\pm 1\%$  força de leitura

Resolução: 0.01N

Velocidade: 50 100 150 200 250 300 500 mm/min

Largura de amostra: 30mm

Curso: 500mm

Energia: AC 220V 50Hz

Dimensões: 1000(L) mm x 370(B) mm x 400(H) mm

Peso líquido: 27kg

**Normas**

GB 4850, GB 7754, GB 8808, GB 13022, GB 7753, GB/T 17200, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, QB/T 2358

**Configuração**

**Padrão:** máquina principal, mini-impressor,

**Optional:** opcional sensor, software, cabo de comunicação, painel de teste, cortador de amostra, cilindro padrão, mandíbula para descasca 90 grausw, aparelhos de desenrolamento para rolo da fita, fixadores não padrão